


Gants de Latex Poudrés Safetouch® Pour Examens Médicaux

Code article	1125 A-E	
Pays d'origine	Thaïlande	
Contenu résiduel de poudre	≤ 10 mg/ dm ²	
Contenu maximal de protéine	10 µg/dm ²	
Longueur	≥ 220 mm pour les tailles T-P et P ≥ 230 mm pour les tailles M, G et T-G	
Largeur	Très petit (T-P) ≤ 80 Petit (P) 70-90 Moyen (M) 85-105 Grand (G) 100-120 Très grand (T-G) ≥ 110	
Épaisseur paume	0,08 – 2,0 mm	
Épaisseur doigt	≥ 0,08 mm	
Force au point d'arrêt	Avant vieillissement : ≥ 7,0 N Après vieillissement : ≥ 6,0 N	
% d'élongation	Avant vieillissement : ≥ 650 % Après vieillissement : ≥ 500 %	
Stérilité	Non stérile	
Couleur	Latex de caoutchouc naturel (jaunâtre)	
Tailles	T-petit; petit; moyen; grand; T-grand	
Intérieur du gant	Poudré	
Extérieur du gant	Lisse	
Usage	Usage unique seulement	
Emballage	100 gants par boîte / 10 boîtes par caisse / 1 000 gants par caisse	
Entreposage	Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40 °C, 104 °F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.	