



# TECHNO FOSS P

## Traitement poudre des fosses septiques.

TECHNO FOSS P réactive la flore bactérienne de la fosse facilitant ainsi le démarrage et l'entretien des fosses septiques. Formulation spécifique contenant des micro-organismes spécialement étudiés pour la dégradation des matières fécales, des celluloses et des graisses.



### DONNÉES TECHNIQUES :

Aspect : poudre

pH à 20°C : 7,5 ± 0,5

### MODE D'EMPLOI :

Verser TECHNO FOSS P directement dans la cuvette.

Appliquer la dose choc la première semaine et ensuite une dose d'entretien par semaine (doseur de 30 g).

Nombre de personnes	Dose choc	Dose d'entretien
1 à 10	120 g	60 g
10 à 40	500 g	120 g
40 à 200	1000 g	300 g
200 à 500	1260 g	450 g

Bacs à graisse : 1 dose 30 grs / semaine pour 50 repas / jour.

### APPLICATIONS :

Toutes les fosses septiques.

Sites à forte concentration médicamenteuse (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite).

Lieux de fréquentation périodique (campings, restaurants, hôtels).

Traitement des canalisations dans leur ensemble.

Cuisines, petites industries agro alimentaires, les bars, les pompes à bières, les containers de déchets, les canalisations, les siphons, éviers, bacs de plonge, laves vaisselle...

Hôtellerie, restaurant, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, écoles, salles de sports, cantines...

### PROPRIÉTÉS :

Réactive la flore bactérienne qui aurait pu être détruite par le versement d'acides, bases bactéricides, détergents (javel), chlore.

Facilite le démarrage des fosses. Limite les vidanges.

Dégrade efficacement de la cellulose, les matières organiques et les graisses.

Élimine les problèmes d'odeurs dus à la fermentation (tels que le méthane et l'hydrogène sulfureux).

Décolmate les canalisations.

Préserve les installations de la corrosion.

### PRÉCAUTIONS :

Tenir hors de portée des enfants.

Se conserve à température ambiante afin de permettre une bonne stabilité dans le temps.

Le produit se conserve un an sans dommage.

Contient : micro-organismes de classe I

Formulation à usage professionnel.

### EMBALLAGE :

Carton 12 pots x 1kg avec cuillères doseuses.

Fiche "Composition" disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet [www.performance-hygiene.fr](http://www.performance-hygiene.fr).